



Для корреспонденции.: 424000, РФ, Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, д. 94  
E-mail: mail@chromatec.ru, a.uchaykin@chromatec.ru, тел. +7(8362)68-59-60

№ 14/03-73 от 08.09.2023 г.

По месту требования

Уважаемые коллеги!

Исходя из многочисленных обращений потребителей по вопросу проверки хроматографов (за исключением переносных) и комплексов на их основе, завод-изготовитель ЗАО СКБ "Хроматэк" разъясняет:

Вышеуказанные средства измерений являются сложным стационарным аналитическим оборудованием, которое питается от нескольких газовых линий с фильтрами высокой очистки и дополнительно оснащено компрессором, генератором и различными детекторами.

При подготовке к первичной проверке квалифицированные специалисты завода-изготовителя «отдувают» газовые линии и «отжигают» детекторы примерно в течение двух дней. То же самое проводится при пуско-наладочных работах (ПНР) у потребителя.

При периодической проверке указанных средств измерений на базе поверочной лаборатории необходимо произвести демонтаж, транспортировку оборудования в поверочную лабораторию, с последующей транспортировкой и монтажом на месте эксплуатации, (по сути выполнения ПНР), что выводит это оборудование с выполнения аналитических задач и значительно увеличивает трудоемкость проверки.

Кроме того, ПНР оборудования должен проводить обученный на заводе-изготовителе специалист, имеющий разрешение на выполнение этих работ.

Исходя из вышеизложенного, целесообразно периодическую проверку осуществлять на месте эксплуатации.

С уважением,

Главный метролог

А.Г. Учайкин