



ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
СПЕЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО
«ХРОМАТЭК»
(ЗАО СКБ «ХРОМАТЭК»)

По месту требования

г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, 94
Телефон/факс: (8362) 68-59-16
Телефон: (8362) 68-59-01
E-mail: mail@chromatec.ru
http://www.chromatec.ru

09.02.2024г. № 00130

На № _____ от _____

По использованию специальных расчётов
с ПО "Хроматэк Аналитик" для Linux

Для работы с операционными системами Linux (Astra Linux, Alt Linux, РЕД ОС и другие) "СКБ Хроматэк" предлагает программное обеспечение "Хроматэк Аналитик 4".

Данное ПО не является обновлением "Хроматэк Аналитик 3.1", устанавливается независимо.

В ПО "Хроматэк Аналитик 4" применяются те же модули специальных расчётов, что и в "Хроматэк Аналитик 3.1". Их идентификационные данные соответствуют указанным в сертификатах (актуально для расчётов по ГОСТ 31371.7-2020, 31369-2021, ГОСТ 34702-3020, ГОСТ 34723-2021).

Лицензии для специальных расчётов в "Хроматэк Аналитик 4" выпущены в ином формате, чем в "Хроматэк Аналитик 3.1". Теперь лицензии привязаны не к идентификатору компьютера (формируется на основе серийного номера процессора), а **к серийному номеру хроматографа**. Так сделано из-за того, что "Хроматэк Аналитик 4" может работать в режиме клиент-сервер и не иметь доступа к идентификационным данным клиентского компьютера.

Таким образом, лицензии на специальные расчёты для "Хроматэк Аналитик 4" нужно запрашивать заново. **Однако приобретать их заново не требуется.** Вы сможете получить их с помощью тех же паролей, что были поставлены с ранее полученными обновлениями ПО "Хроматэк Аналитик 3.1" (пароли вложены в коробку с ПО). Если пароль утерян, можно узнать его по номеру договора, написав запрос на адреса soft@chromatec.ru или support@chromatec.ru.

Технический директор

Устюгов В.С.

Исполнитель:
Зам. технического директора по ИТ
Токтаев Е.И.
(8362) 68-59-39
soft@chromatec.ru



702109001300224