



ХОЛОДИЛЬНИКИ EWALD ИМЕЮТ ВНЕШНЮЮ ВЗРЫВОЗАЩИТУ
Допускаются к установке в помещениях категорий В-Ia, В-Iб по ПУЭ
Зона 2 по ГОСТ Р / АТЕХ
Сертификат ГОСТ Р с EX-приложением

Рекомендация
Ростехнадзора РФ*

ЛАБОРАТОРНЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ и МОРОЗИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ EWALD



Варианты использования:

- **Хранение арбитражных проб нефти и нефтепродуктов**
(п. 4.5 ГОСТ 2517)
- **Хранение реактивов**
- **Хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей**
(предприятия химической промышленности, фармацевтика, экологический контроль и т.д.)



ВЗРЫВОБЕЗОПАСНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК

модель CR-610

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип взрывозащиты:	II 3G Ex nA nC nL IIB T6
Температурный диапазон:	+2...+ 15°C, точность ±0,5°C
Потребляемая мощность:	1,0 кВт
Габаритные размеры (Ш x Г x В):	695 x 868 x 1874 мм
Объем камеры:	419 л
Вес:	60 кг



ВЗРЫВОБЕЗОПАСНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК

модель CR-410

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип взрывозащиты:	II 3G Ex nA nC nL IIB T6
Температурный диапазон:	+2...+ 15°C, точность ±0,5°C
Потребляемая мощность:	0,7 кВт
Габаритные размеры (Ш x Г x В):	597 x 640 x 1776 мм
Объем камеры:	312 л
Вес:	75 кг



ВЗРЫВОБЕЗОПАСНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК

модель QR-1400

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип взрывозащиты:	II 3G Ex nA nC nL IIB T2
Температурный диапазон:	-2...+ 15°C, точность ±0,5°C
Потребляемая мощность:	5,2 кВт
Габаритные размеры (Ш x Г x В):	1390 x 876 x 2023 мм
Объем камеры:	968 л
Вес:	265 кг



ВЗРЫВОБЕЗОПАСНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛОВИЙ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДНП ПО ГОСТ 1756 модель CF-210 WR

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип взрывозащиты:	II 3G Ex nA nC nL IIB T4
Температурный диапазон:	-2...+ 15°C, точность ±0,5°C
Потребляемая мощность:	1,1 кВт
Габаритные размеры (Ш x Г x В):	595 x 640 x 801 мм
Объем камеры:	104 л
Вес:	46 кг

МОСКВА

119435
ул. Малая Пироговская, 5
тел.: (495) 981-17-68
факс: (495) 981-17-69

ОМСК

644033
ул. Нагибина, 1
тел.: (3812) 433-883
факс: (3812) 433-884

ФИЛИАЛЫ:

г. Сургут, тел./факс: (3462) 23-72-67
г. Нижневартовск, тел./факс: (3466) 44-12-99
г. Тюмень, тел./факс: (3452) 62-29-35
г. Красноярск, тел./факс: (391) 228-83-87