



# Капиллярные колонки

от компании  
Хроматэк

Мы рады предложить Вам новый продукт от компании Хроматэк – капиллярные колонки серии CR (от англ. Crystal), наиболее востребованные для разнообразных применений газохроматографического анализа.



## Особенности:

- Полярные и неполярные колонки для широкого круга задач
- Предварительно откондиционированы, готовы к использованию
- Высокое качество колонок гарантируется компанией SGE
- Невысокая стоимость и сжатые сроки поставки

Название	Рабочая температура (°C)	Является заменой для ...
CR-1 PONA, 100м*0.25мм*0.5мкм, Кат.№6.901.684	-60 ... 320/340	BP-1PONA, HP-PONA, DB-Petro, Petrocol DH
CR-1, 30м*0.32мм*1.0мкм, Кат.№6.901.755	-60 ... 320/340	BP-1, DB-1, HP-1, Rtx-1, CP-Sil 5CB, VB-1, ZB-1
CR-5, 30м*0.25мм*0.25мкм, Кат.№6.903.652	-60 ... 320/340	
CR-5, 30м*0.32мм*0.25мкм, Кат.№6.903.752	-60 ... 320/340	
CR-5, 30м*0.32мм*0.5мкм, Кат.№6.903.754	-60 ... 320/340	BP-5, DB-5, HP-5, Rtx-5, CP-Sil 8CB, VB-5, ZB-5
CR-5, 30м*0.32мм*1.0мкм, Кат.№6.903.755	-60 ... 320/340	
CR-5, 30м*0.53мм*5.0мкм, Кат.№6.903.859	-60 ... 280/300	
CR-5, 50м*0.53мм*5.0мкм, Кат.№6.903.869	-60 ... 280/300	
CR-5ms, 30м*0.25мм*0.25мкм, Кат.№6.904.652	-40 ... 330/350	BP-5ms, DB-5ms, VF-5ms, TG-5ms
CR-FFAP, 50м*0.32мм*0.5мкм, Кат.№6.912.764	35 ... 240/250	BP-ZI, DB-FFAP, HP-FFAP, Stabilwax-DA, ZB-FFAP
CR-WAXms, 60м*0.32мм*0.5мкм, Кат.№6.913.774	30 ... 260/280	SolGel WAX™, DB-WAX, HP-WAX,
CR-WAXms, 30м*0.32мм*0.5мкм, Кат.№6.913.754	30 ... 260/280	HP-INNOWAX, VB-WAX, ZB-Wax
CR-Vol, 60м*0.53мм*3.0мкм, Кат.№6.917.878	0 ... 290/300	BPX-Volatiles, DB-624, HP-624, ZB-624

